

Elektroden-Gel

INTERMED
S E R V I C E



IDEAL FÜR ALLE SAUG-ELEKTRODEN-GERÄTE
FÜR EKG-, EMG- UND EEG-ELEKTRODEN

Wasserlösliches, nicht fettendes Gel.
Aldehydfrei, hohe Leitfähigkeit.

ANWENDUNG

Nur äußerlich!

SICHERHEITSHINWEIS

Vor Sonne schützen!
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

INHALTSSTOFFE (INCI)

AQUA, CARBOMER, SODIUM CHLORID,
SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL,
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN,
PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

LIEFERFORMEN

• 250 mL - Flasche Best-Nr: 140610