

Elektroden- Kontaktspray

INTERMED
S E R V I C E



KONTAKTMITTEL FÜR EKG-, EEG-,
EMG-ELEKTRODEN

- schnelle Anwendung
- höchste Leitfähigkeit
- nicht fettend
- hautfreundlich
- für Kurz- und Langzeitanwendung
- aldehydfrei

ANWENDUNG

Nur äußerlich!

SICHERHEITSHINWEIS

Vor Sonne schützen!
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

INHALTSSTOFFE (INCI)

AQUA, SODIUM CHLORID, PHENOXYETHANOL,
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN,
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

LIEFERFORMEN

- 250 mL - Flasche
- 5 L Cubitainer
- Best-Nr: 140611
- Best-Nr: 140612