

# Ultra-Gel

**INTERMED**  
**S E R V I C E**



## KONTAKTMITTEL FÜR DIE ULTRASCHALLDIAGNOSTIK

Unter Vakuumbedingungen hergestellt, dadurch mikrobblasenfrei und akustisch präzise für einen breiten Frequenzbereich.

Frei von Aldehyden, Parfum, Farbstoffen und UV-Stabilisatoren.

## ANWENDUNG

Nur äußerlich!

## LAGERBEDINGUNGEN

Behälter dicht geschlossen, trocken und dunkel lagern.  
Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.  
Lagerung zwischen 0°C und 25 °C

## HALTBARKEIT

Nach Anbruch ist das Gel bei sachgerechter Lagerung bis zu 12 Monate haltbar.

## INHALTSSTOFFE (INCI)

AQUA, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE,  
PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,  
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN,  
PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

## SICHERHEITSHINWEIS

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich  
aufbewahren!

## LIEFERFORMEN

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| • 250 mL-Flasche               | Best-Nr: 140624 |
| • 5 L Kanister                 | Best-Nr: 140613 |
| • 5 L Cubitainer + Leerflasche | Best-Nr: 140614 |