

Haft glatt rot / blau

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Haftende Mullbinde mit glatter Oberfläche für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlung von Distorsionen. Diese hautfreundliche, luftdurchlässige Binde haftet durch eine Latexbeschichtung nur auf sich selbst. Sie ist rutschfest, daher ideal für Verbände an vielbewegten Körperteilen.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 39%
Polyamid: 61%
mit Latexbeschichtung

LIEFERFORMEN

rot

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128146	20 m x 6 cm	36	02549871

blau

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128151	20 m x 10 cm	18	02549977



CE