

# Sensitive Wundpflaster

**INTERMED**  
**S E R V I C E**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hautfarbener Wundschnellverband, latexfrei, mit mittig aufgesetzter Spezialwundkomresse, die nicht mit der Wunde verklebt. Hautfreundlich durch Polyacrylat-Kleber. Wirtschaftliche Wundversorgung durch 5m-Rolle (einzeln verpackt im Spenderkarton). Trägermaterial atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG


Trägermaterial: hautfarbenes Wetlaid Non-Woven (Vliesmaterial)  
Kleber: Polyacrylat-Kleber wellenförmig aufgetragen, hypoallergen  
Komresse: 100% Viskose, Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

## LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt  
10°C - 25°C

## LIEFERFORMEN

Best.-Nr	Größe	Kompressengröße	VE	PZN
128003	5 m x 4 cm	2,0 cm	1 Stück	02671046
128004	5 m x 6 cm	2,5 cm	1 Stück	02671052
128005	5 m x 8 cm	3,5 cm	1 Stück	02671081



CE