



Corona Antigen-Schnellteste – ab 2,18 € pro Test

Zum Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2 ist eine Testung notwendig. Medizinisches Fachpersonal oder entsprechend geschultes Personal kann Corona Antigen-Schnellteste am Point-of-Care durchführen. Auch Selbstteste mit gelisteten Kits sind möglich. Beachten Sie in diesem Zuge bitte auch die Corona-Testverordnung in der aktuellen Fassung. Alle angebotenen Tests sind BfArM gelistet. Diese Antigen Tests bieten wir Ihnen.

Omikron-Erkennung
geprüft vom
Paul-Ehrlich-Institut



Omikron-Erkennung
geprüft vom
Paul-Ehrlich-Institut



Name	Roche® SARS-CoV-2 Rapid Antigen-Test, Professional	CLUNGENE® Covid-19 Antigen Rapid-Test, Professional	Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnell- test 4 in 1	NEWGENE COVID-19-AntigenTestkit Professional	NEWGENE COVID-19-AntigenTestkit Selbsttest	
Hersteller	Roche	Clungene	Shenzen Lvshiyuan	Newgene Bioengineering	Newgene Bioengineering	
Testergebnisse	15-30 Minuten	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten	
Sensitivität	96,52 %		96,77 %	Nasopharynxabstrich: 98,0 %, Nasenabstrich: 97,1 %	97,11 %	
Spezifität	99,68 %		100,00 %	Nasopharynxabstrich: 97,1%, Nasenabstrich: 99,2 %	99,24 %	
Probendurchführung	Nasen-Rachenabstrich (nasopharyngeal), Nasenabstrich (nasal), Rachenabstrich (oropharyngeal)	Nasen-Rachenabstrich (nasopharyngeal), Nasenabstrich (nasal), Rachenabstrich (oropharyngeal)	Nasen-Rachenabstrich (nasopharyngeal), Nasenabstrich (anterio-nasal), Rachenabstrich (oropharyngeal), Speichelproben (Lolly-Test)	Nasen-Rachenabstrich (nasopharyngeal), Nasenabstrich (anterio-nasal)	Nasenabstrich (anterio-nasal)	
Produktbeschreibung	Einfache Handhabung, keine zusätzlichen Materialien notwendig; Testmöglichkeit dort, wo keine Labortests zur Verfügung stehen; Schnelle, zuverlässige Entscheidung am Point-of-Care; Test für den professionellen Gebrauch	Ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis einer akuten SARS-CoV-2 Infektion; Vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert; Test für den professionellen Gebrauch	Test für den professionellen Gebrauch	Zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Nasopharynxabstrichproben oder Nasenabstrichproben; Test für den professionellen Gebrauch	Zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in Nasenabstrichproben; Selbsttest für den Laiengebrauch	
Stückzahl je Packung	1 x 25	1 x 25	1 x 25	1 x 25	1 x 5	1 x 25
Best.-Nr.	187335	187479	187432	187492	187480	187482
Preis	€ 167,30	€ 80,80	€ 73,75	€ 73,75	€ 13,25	€ 54,43
Preis pro Test	€ 6,69	€ 3,23	€ 2,95	€ 2,95	€ 2,65	€ 2,18