

Was?	Wann / Wie oft?	Best.-Nr.	Artikel / VE	€
Prozessindikatoren (Behandlungskontrolle) zeigt nur an, ob ein Sterilisationsprozess stattgefunden hat	Immer, jedes Sterilgut Achtung: Viele Steri-Folien enthalten diesen Indikator bereits	360010	Steriband, 19 mm x 50 mm 1 x 1	2,95
		360107	3 M Comply Etiketten für patientenbezogene Sterilgut-Überwachung 1 x 500	129,95
Ladungskontrolle (Chargenkontrolle) zeigt an, ob der Sterilisationsprozess erfolgreich war; Kontrolle von Temperatur und Druck für den Prozess.	Jede Charge (eine Charge ist die gesamte Ladung eines Sterilisationsprozesses) Wichtig: Chargennummer (frei wählbar, z.B. Datum und Unterschrift)	360030	Dampfindikatorstreifen, lang teilbar, 1 x 250	55,50
		360129	3 M ComplySteriGage 1 x 100	62,50
Maschinenkontrolle (Luftentfernungstest) überprüft die Dampfdringung	Tägliche Kontrolle vor Arbeitsbeginn, ohne Beladung, nur Bowie-Dick oder Helix (gilt nur für Geräte mit Vor- bzw. Mehrfachvakuum).	183894	Bowie-Dick Einmal-Testpaket, 1 x 1	5,55
		230048	Melacontrol, Helixtest, 1 x 250	165,00
Maschinenkontrolle (Wirksamkeitsprüfung) mit Bio-Indikatoren	Periodisch, alle 400 Ladungen, spätestens halbjährlich.	104595	Sporentest-Set 3+1 für Geräte 1-5 l, 1 x 1	24,50
		104596	Sporentest-Set 6+1 für Geräte > 5 l, 1 x 1	27,50

Alle Preise zzgl. MwSt. - Änderungen vorbehalten

Stand: 12/2017

Sterilisationskontrolle für Heißluftsterilisatoren

Was?	Wann / Wie oft?	Best.-Nr.	Artikel / VE	€
Prozessindikatoren (Behandlungskontrolle) zeigt nur an, ob ein Sterilisationsprozess stattgefunden hat.	Immer, jedes Sterilgut	360011	Steriband, 19 mm x 50 mm 1 x 1	16,95
Ladungskontrolle (Chargenkontrolle) zeigt an, ob der Sterilisationsprozess erfolgreich war; nur Temperatur-Kontrolle für den Prozess	Jede Charge (eine Charge ist die gesamte Ladung eines Sterilisationsprozesses) Wichtig: Chargennummer (frei wählbar, z. B. Datum und Unterschrift)	181862	Dry-Checks Indikatorstreifen 1 x 250	42,95
		111768	BAG Dry-Checks Heißluftetiketten 35 x 20 mm 1 x 1.000	72,00
Maschinenkontrolle (Wirksamkeitsprüfung) mit Bio-Indikatoren	Periodisch, alle 400 Ladungen, spätestens halbjährlich.	104593	Sporentest-Set für Geräte bis 6 l, 1 x 1	24,50
		104594	Sporentest-Set für Geräte 6 -30 l, 1 x 1	27,50

Alle Preise zzgl. MwSt. - Änderungen vorbehalten

Stand: 12/2017

ISG Intermed Service GmbH & Co. KG
Spandauer Straße 24-26
21502 Geesthacht

Kundennummer (falls vorhanden):

--	--	--	--	--	--

Bestellung per Fax:
Freefax 0800 0850-114

Hinweis:
Nutzen Sie das bequeme SEPA-Verfahren:
2% Skonto bei Bankeinzug!

Praxisstempel

Ansprechpartner: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Hiermit bestellen wir zu Ihren Geschäfts- und Lieferbedingungen:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung, VE	Menge	Einzelpreis €	Gesamtpreis €

Auszug aus unseren Geschäftsbedingungen. Preise: Unsere Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Lieferung: Ab einem Netto-Bestellwert von 50,00 € liefern wir frei Haus. Darunter berechnen wir lediglich 5,95 €.
Eigentumsvorbehalt: Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Umtausch/Rücklieferung: Fertignährböden, angebrochene Verpackungen, abgelaufene Artikel sind von Umtausch/Rücklieferung ausgeschlossen.