

Hygiene in der Praxis: Produktübersicht Steri-Kontrolle

Sterilisationskontrolle für Dampfsterilisatoren (Autoklav)

Was?	Wann / Wie oft?	Best.-Nr.	Artikel / VE	€ / VE
Prozessindikatoren (Behandlungskontrolle) zeigt nur an, ob ein Sterilisationsprozess stattgefunden hat	Immer, jedes Sterilgut Achtung: Viele Steri-Folien enthalten diesen Indikator bereits	360010	Steriband, 19 mm x 50 m 1 x 1	2,95
Ladungskontrolle (Chargenkontrolle) zeigt an, ob der Sterilisationsprozess erfolgreich war; Kontrolle von Temperatur und Druck für den Prozess	Jede Charge (eine Charge ist die gesamte Ladung eines Sterilisationsprozesses) Wichtig: Chargennummer (frei wählbar, z.B. Datum und Unterschrift)	360030	Dampfindikatorstreifen, lang teilbar, 1 x 250	55,50
		360129	3M ComplySteriGage 1 x 100	62,50
Maschinenkontrolle (Luftentfernungstest) überprüft die Dampfdruckdringung	Tägliche Kontrolle vor Arbeitsbeginn, ohne Beladung, nur Bowie-Dick oder Helix (gilt nur für Geräte mit Vor- bzw. Mehrfachvakuum)	183894	Bowie-Dick Einmal-Testpaket, 1 x 1	5,55
		230048	MELAcontrol Helixtest, 1 x 250	179,00
Maschinenkontrolle (Wirksamkeitsprüfung) mit Bio-Indikatoren	Periodisch, alle 400 Ladungen, spätestens halbjährlich.	104595	Sporentest-Set 3+1 für Geräte 1-5 l, 1 x 1	24,50
		104596	Sporentest-Set 6+1 für Geräte > 5 l, 1 x 1	27,50

Sterilisationskontrolle für Heißluftsterilisatoren

Was?	Wann / Wie oft?	Best.-Nr.	Artikel / VE	€ / VE
Prozessindikatoren (Behandlungskontrolle) zeigt nur an, ob ein Sterilisationsprozess stattgefunden hat	Immer, jedes Sterilgut	360011	Steriband, 19 mm x 50 m 1 x 1	16,95
Ladungskontrolle (Chargenkontrolle) zeigt an, ob der Sterilisationsprozess erfolgreich war; nur Temperatur-Kontrolle für den Prozess	Jede Charge (eine Charge ist die gesamte Ladung eines Sterilisationsprozesses) Wichtig: Chargennummer (frei wählbar, z. B. Datum und Unterschrift)	181862	Dry-Checks Indikatorstreifen, 1 x 250	42,95
		116685	Indikatorennetketten Heißluft 1 x 1.000	72,00
Maschinenkontrolle (Wirksamkeitsprüfung) mit Bio-Indikatoren	Periodisch, alle 400 Ladungen, spätestens halbjährlich	104593	Sporentest-Set für Geräte bis 6 l, 1 x 1	24,50
		104594	Sporentest-Set für Geräte 6 -30 l, 1 x 1	27,50

Weitere Bioindikatoren-Sets

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung für Waschmaschinen, Steckbeckenspülgeräten und Geschirrspülern. Die Bioindikatoren werden mit einem Laborauftrag und einer Gebrauchsanleitung geliefert. Der Versand an das Hygienelabor (LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen) kann per Post als auch über den Kurierdienst der Intermed erfolgen.

Best.-Nr.		VE	€ / VE
186935	Bioindikatoren-Set für Waschmaschine 10 + 1 (ab 6 kg)	1 Set	125,40
186934	Bioindikatoren-Set für Waschmaschine 5 + 1 (bis 6 kg)	1 Set	68,40
187173	Bioindikatoren-Set Steckbecken 3 + 1	1 Set	58,00
187174	Bioindikatoren-Set Geschirrspüler 8 + 1	1 Set	130,50

Alle Preise zzgl. MwSt. - Änderungen vorbehalten

ISG Intermed Service GmbH & Co. KG
Spandauer Straße 24-26
21502 Geesthacht

Kundennummer (falls vorhanden):

--	--	--	--	--	--

Bestellung per Fax:
Freefax 0800 0850-114

Hinweis:
Nutzen Sie das bequeme SEPA-Verfahren:
1% Skonto bei Bankeinzug!

Praxisstempel

Ansprechpartner: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Hiermit bestellen wir zu Ihren Geschäfts- und Lieferbedingungen:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung, VE	Menge	Einzelpreis €	Gesamtpreis €

Auszug aus unseren Geschäftsbedingungen. Preise: Unsere Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Lieferung: Ab einem Netto-Bestellwert von 50,00 € liefern wir frei Haus. Darunter berechnen wir lediglich 5,95 €.
Eigentumsvorbehalt: Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Umtausch/Rücklieferung: Fertignährböden, angebrochene Verpackungen, abgelaufene Artikel sind von Umtausch/Rücklieferung ausgeschlossen.