

## Elektroden-Gel

---

### **Ideal für alle Saug-Elektroden-Geräte für EKG-, EMG- und EEG-Elektroden**

- wasserlösliches, nicht fettendes Gel
  - aldehydfrei, hohe Leitfähigkeit.
- 

### **Anwendungsbereiche / Handhabung**

Nur äußerlich!

### **Sicherheitshinweis**

- Vor Sonne schützen!
- unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren

### **Zusammensetzung / Ingredients**

AQUA, CARBOMER, SODIUM CHLORID,  
SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL,  
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN,  
PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

### **Lieferformen**

250 ml Flasche

Best-Nr: 140610

