

Elektroden-Kontaktspray

Kontaktmittel für EKG-, EEG-, EMG-Elektroden

- schnelle Anwendung
 - hautfreundlich
 - höchste Leitfähigkeit
 - für Kurz- und Langzeitanwendung
 - nicht fettend
 - aldehydfrei
-

Anwendungsbereiche / Handhabung

Es handelt sich um ein Kontaktspray zur äußerlichen Anwendung und zur Übertragung von elektrischen Impulsen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin. Überall dort zu verwenden, wo ein leitfähiges, unsteriles Kontaktspray benötigt wird. Das Elektroden-Kontaktspray wird in der gewünschten Menge auf die zu untersuchende bzw. zu behandelnde Stelle aufgetragen. Nach Anbringung der Elektroden für EKG, EMG und EEG kann mit der Untersuchung bzw. Behandlung begonnen werden. Bereits geringe Mengen sind ausreichend, um das Ansaugen der Elektroden zu gewährleisten und die elektrischen Impulse zu leiten.

Sicherheitshinweis

Vor Sonne schützen!
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe (INCI)

AQUA, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, ELEKTROLYT, PROPYLENE GLYCOL

Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

Lieferformen

250 ml-Flasche

Best.-Nr.: 140611

