

Ultra-Gel

Kontaktmittel für die Ultraschalldiagnostik

- frei von Aldehyden, Parfum, Farbstoffen und UV-Stabilisatoren.

Unter Vakuumbedingungen hergestellt, dadurch mikroblasenfrei und akustisch präzise für einen breiten Frequenzbereich.

Anwendungsbereiche / Handhabung

Nur äußerlich!

Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen, trocken und dunkel lagern.
Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
Lagerung zwischen 0°C und 25 °C

Haltbarkeit

Nach Anbruch ist das Gel bei sachgerechter Lagerung bis zu 12 Monate haltbar.

Sicherheitshinweis

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Zusammensetzung / Ingredients

AQUA, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE,
PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN,
PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

Lieferformen

250 ml Flasche

5 l Kanister

5 l Cubitainer + Leerflasche

Best-Nr: 140624

Best-Nr: 140613

Best-Nr: 140614

