

Kanülensammler

Medizinischer Entsorgungsbehälter

- mit Doppelverschluss
 - geprüft nach TRBA 250
 - durch Verstrebungen im Deckel ist der Kanülenbehälter auch in geschlossenem Zustand stapelbar
 - roter Tagesdeckel, der ein tägliches Öffnen und Schließen erlaubt
 - große Abwurföffnung (ca. 8 x 4 cm) für große Teile wie z.B. Butterfly-Systeme, Schläuche etc.
-

Anwendungsbereiche / Handhabung

- für den täglichen Gebrauch
- zum sicheren Verschluss für den Abtransport der vollen Box

Lieferformen

4,4 l (Abmaß ca. H 19 x Ø 23 cm)

Best-Nr: 221282



Stand 05/2020