

Kanülensammler

Medizinischer Entsorgungsbehälter

INTERMED
S E R V I C E



CHARAKTERISTIKA

- mit Doppelverschluss.
- Geprüft nach TRBA 250
- durch Verstrebungen im Deckel ist der Kanülenbehälter auch in geschlossenem Zustand stapelbar
- roter Tagesdeckel, der ein tägliches Öffnen und Schließen erlaubt
- große Abwurföffnung (148 x 66 mm) für große Teile wie z.B. Butterfly-Systeme, Schläuche etc.



ANWENDUNGSBEREICHE / HANDHABUNG

- für den täglichen Gebrauch
- zum sicheren Abtransport

LIEFERFORMEN

4,4 L Best.-Nr.: 221282

