

Latex-Handschuhe

- 100 % reiner Naturkautschuk
 - unsteril
 - sehr guter Trocken- und Nassgriff durch mikrogeraute (texturierte) Oberfläche
 - guter Tragekomfort und beidhändig tragbar
 - hell-beige mit Rollrand
 - keine irritativen Inhaltsstoffe wie Thiuame, Benzothiazole und keine Thioharnstoffe
-

Anwendungsbereiche / Handhabung

Intermed Latex-Handschuhe, puderfrei sind sowohl für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich und der Industrie geeignet.

Physikalische Eigenschaften

- Dichtigkeitsprüfung (Wasserhaltetest) erfüllt AQL 1,5
- Reißfestigkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 9 N, nach Alterung 6 N
- Dehnbarkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 650 %, nach Alterung 500 %
- Bestimmung des Proteingehalts < 50,0 µg/g - Messmethode: Lowry modifiziert (EN 455-3)

Qualitätssicherung

INTERMED Latex-Handschuhe erfüllen die Anforderungen gemäß EN 455 Teile 1, 2, 3, 4
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
MP-Klassifizierung: Klasse I

Maße (durchschnittliche Werte)

Größe XS Länge: 240 mm, Breite: 76 ± 3 mm
Größe S Länge: 240 mm, Breite: 84 ± 3 mm
Größe M Länge: 240 mm, Breite: 94 ± 3 mm
Größe L Länge: 240 mm, Breite: 105 ± 3 mm
Größe XL Länge: 240 mm, Breite: 113 ± 3 mm

Wandstärke (durchschnittliche Werte)

Stulpe 0,06 mm
Handfläche 0,11 mm
Fingerspitze 0,12 mm

Verwendbarkeit

5 Jahre ab Herstellung

Lagerung

- trocken und staubfrei, 10°C – 30°C
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackung

100 Stück / Box

Lieferformen

Größe XS	Best.-Nr.: 220693
Größe S	Best.-Nr.: 220582
Größe M	Best.-Nr.: 220581
Größe L	Best.-Nr.: 220580
Größe XL	Best.-Nr.: 220783

