

Vinyl-Handschuhe puderfrei

INTERMED
SERVICE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Vinyluntersuchungshandschuhe sind unsteril, puder- und latexfrei. Da es sich hier um ein rein synthetisches Produkt handelt, enthalten Vinyl-Handschuhe keine Latexproteine. Sie bieten besten Tragekomfort und sind beidhändig tragbar. Die Handschuhe sind weiß mit Rollrand. Puderfreie Handschuhe verringern wirksam die Allergiegefahr.



EINSATZBEREICH

INTERMED Vinyl-Handschuhe, puderfrei sind sowohl für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich und der Industrie geeignet.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichtigkeitsprüfung (Wasserhaltetest) erfüllt AQL 1,5
Reißfestigkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 6,3 N nach Alterung 5,8 N
Dehnbarkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 418 % nach Alterung 417 %

QUALITÄTSSICHERUNG

INTERMED Vinyl-Handschuhe, puderfrei erfüllen die Anforderungen gemäß EN 455 Teile 1, 2, 3, 4
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
MP-Klassifizierung: Klasse I

Maße (durchschnittliche Werte)

Best.-Nr. 220574 Größe S Länge: 240 mm, Breite: 85 mm
Best.-Nr. 220575 Größe M Länge: 240 mm, Breite: 95 mm
Best.-Nr. 220576 Größe L Länge: 240 mm, Breite: 105 mm

Wandstärke (durchschnittliche Werte)

Stulpe 0,17 mm
Handfläche 0,16 mm
Fingerspitze 0,14 mm

VERWENDBARKEITSDAUER

5 Jahre

Lagerung

trocken und staubfrei, 10°C – 30°C
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackung

100 Stück / Spender

Stand 01/2012

