

Vinyl-Handschuhe

- puder- und latexfrei
 - unsteril
 - guter Tragekomfort und beidhändig tragbar
 - transparent mit Rollrand
-

Anwendungsbereiche / Handhabung

INTERMED Vinyl-Handschuhe, puderfrei sind sowohl für den Einsatz in der Medizin als auch im Lebensmittelbereich und der Industrie geeignet.

Physikalische Eigenschaften

- Dichtigkeitsprüfung (Wasserhaltetest) erfüllt AQL 1,5
- Reißfestigkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 3,6 N, nach Alterung 3,6 N
- Dehnbarkeit (durchschnittliche Werte) vor Alterung 350 %, nach Alterung 350 %

Qualitätssicherung

INTERMED Vinyl-Handschuhe, puderfrei erfüllen die Anforderungen gemäß EN 455 Teile 1, 2, 3, 4
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
MP-Klassifizierung: Klasse I

Maße (durchschnittliche Werte)

Größe S Länge: 240 mm, Breite: 85 mm
Größe M Länge: 240 mm, Breite: 95 mm
Größe L Länge: 240 mm, Breite: 105 mm

Wandstärke (durchschnittliche Werte)

Stulpe 0,05 mm
Handfläche 0,08 mm
Fingerspitze 0,06 mm

Verwendbarkeit

5 Jahre ab Herstellung

Lagerung

- trocken und staubfrei, 10°C – 30°C
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackung

100 Stück / Box

Lieferformen

Größe S Best.-Nr.: 220574
Größe M Best.-Nr.: 220575
Größe L Best.-Nr.: 220576

