

# Augenkompressen UNSTERIL

**INTERMED**  
**S E R V I C E**



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ovale, rundum geschlossene Augenkompressen.  
Sehr saugfähig durch hohen Baumwollanteil  
in der Füllung. Flüssigkeit wird durch das Polyestervlies direkt in das  
Innere der Kompressen geleitet,  
das bedeutet ein angenehmes Tragegefühl für den  
Patienten. Durch die geschlossenen, weichen Ränder  
der Augenkompressen können keine Fasertrümmer o.ä.  
in die Wunde oder das Auge gelangen.



## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ober- und Untermaterial: 50 g/m<sup>2</sup> - PES -  
100% Polyester  
Innenmaterial (Saugkörper): 400 g/m<sup>2</sup> bestehend aus  
Polyesterfasern,  
Baumwollkämmling,  
gebleicht  
Konstruktion: oval, 7,0 x 5,2 cm  
+/- 2 mm max  
\*3 mm des Umfangs  
dürfen geöffnet sein

## LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128016	7,0 x 5,2 cm	50 Stück	00050825

