

DIN Ideal mit Verbandklammer

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Textilelastische Idealbinde mit Verbandklammern, nach DIN 61632 gefertigt, webkantig, naturweiß. 100% Baumwolle, Dehnung ca. 90%.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 100 %

TECHNISCHE DATEN

	Sollwert	Toleranz / Mindestwert
Breite	4 cm / 6 cm / 8 cm	+ 5 mm / - 5 mm
	10 cm / 12 cm	+ 8 mm / - 8 mm
	15 cm / 20 cm	+ 10 mm / - 10 mm
Länge gedehnt	5 m	4,70 m
	93%	80%
Gewicht	4 cm	26,0 g
	6 cm	39,0 g
	8 cm	52,7 g
	10 cm	67,0 g
	12 cm	81,3 g
	15 cm	102,4 g
	20 cm	136,6 g
Durchmesser gerollt	5,3 cm	+ 3 mm / -3 mm

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.:	Größe	VE	PZN
128235	5 m x 4 cm	10 Stück	02725055
128236	5 m x 6 cm	10 Stück	02725322
128237	5 m x 8 cm	10 Stück	02728912
128238	5 m x 10 cm	10 Stück	02729248
129239	5 m x 12 cm	10 Stück	02729573
128240	5 m x 15 cm	10 Stück	02730872
128243	5 m x 20 cm	10 Stück	02733416

