

Fix

Hochelastischer Netzschlauchverband

Anwendung

Hochelastischer Netzschlauchverband, geeignet für Verbandfixierung aller Art. Schneller und schmerzfreier Verbandwechsel durch einfaches und vielseitiges Anlegen. Wirtschaftlich für den Anwender, laufmaschenfest und salbenresistent. Vom kleinen Finger bis zu großen Extremitäten. Angenehme Trageigenschaften durch große Luftdurchlässigkeit und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil.

Materialzusammensetzung

Baumwolle: 57%
Polyamid: 31%
Elasthan: 12%

Technische Daten

Größe	Anwendungsgebiet	Breite	Dehnung	Stäbchen
A 1	Finger, Zehen	14 mm	1,0 - 9 cm	18
A	Arme, Füße, Hände Kinderbeine	20 mm	2,1 - 19 cm	30
B	Beine, Oberschenkel, Oberarm, Füße	26 mm	3,1 - 27 cm	36
C	Kopf, Schulterpartien, Kinderrümpfe	36 mm	5,1 - 45 cm	60
D	mittlerer bis großer Rumpf	52 mm	6,3 - 57 cm	80

Lieferformen

1x Fix	Gr. A/1; 25 m x 1,4 cm	PZN 02631779	Best-Nr: 128300
1x Fix	Gr. A; 25 m x 2,0 cm	PZN 02634720	Best-Nr: 128301
1x Fix	Gr. B; 25 m x 2,6 cm	PZN 02635412	Best-Nr: 128302
1x Fix	Gr. C; 25 m x 3,6 cm	PZN 02639628	Best-Nr: 128303
1x Fix	Gr. D; 25 m x 5,2 cm	PZN 02639835	Best-Nr: 128304

