

Fix

Hochelastischer Netzschlauchverband

Baumwolle: 57%
Polyamid: 31%
Elasthan: 12%
Längsdehnung: 290%
Rückzugsvermögen: 91%, mind.

Anwendung

Hochelastischer Netzschlauchverband, geeignet für Verbandfixierung aller Art. Schneller und schmerzfreier Verbandwechsel durch einfaches und vielseitiges Anlegen. Wirtschaftlich für den Anwender, laufmaschenfest und salbenresistent.

Vom kleinen Finger bis zu großen Extremitäten. Angenehme Trageeigenschaften durch große Luftdurchlässigkeit und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil.

Technische Daten

Größe	Anwendungsgebiet	Breite	Dehnung	Stiche
A/1	Finger	11 mm	90–150 mm	12
A	Hand, Arm, Fuß	20 mm	220–300 mm	24
B	Fuß, Knie, Kopf	35 mm	330–430 mm	40
C	Kopf, Arm, Fuß, Kinderrumpf	46 mm	410–530 mm	54
D	Bein, mittlerer Rumpf	70 mm	690–880 mm	80

Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

Lieferformen

1x Fix	Gr. A/1; 25 m x 1,1 cm	PZN 02631779	Best-Nr: 128300
1x Fix	Gr. A; 25 m x 2,0 cm	PZN 02634720	Best-Nr: 128301
1x Fix	Gr. B; 25 m x 3,5 cm	PZN 02635412	Best-Nr: 128302
1x Fix	Gr. C; 25 m x 4,6 cm	PZN 02639628	Best-Nr: 128303
1x Fix	Gr. D; 25 m x 7,0 cm	PZN 02639835	Best-Nr: 128304

