

## Haft glatt latexfrei

---

### Haftende, latexfreie und kohäsive Fixierbinde latexfreie Beschichtung, mit eingelegtem Papierstreifen

Viskose: 39%  
Polyamid: 61%

---

Haftende, latexfreie und kohäsive Fixierbinde für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlung von Distorsionen. Diese hautfreundliche, luftdurchlässige Binde haftet durch eine latexfreie Beschichtung nur auf sich selbst. Sie ist rutschfest, daher ideal für Verbände an vielbewegten Körperteilen. Dehnung ca. 100 %

#### Lieferformen

Haft glatt latexfrei, Farbe: Weiß

1x1	20 m x 6 cm	PZN 10944297	Best-Nr: 128060
1x1	20 m x 8 cm	PZN 10944305	Best-Nr: 128061
1x1	20 m x 10 cm	PZN 10944311	Best-Nr: 128062

Haft glatt latexfrei, Farbe: Rot

1x1	20 m x 4 cm	PZN 10944328	Best-Nr: 128063
1x1	20 m x 6 cm	PZN 10944334	Best-Nr: 128064
1x1	20 m x 8 cm	PZN 10944340	Best-Nr: 128065

Haft glatt latexfrei, Farbe: Blau

1x1	20 m x 4 cm	PZN 10944357	Best-Nr: 128066
1x1	20 m x 6 cm	PZN 10944386	Best-Nr: 128067
1x1	20 m x 8 cm	PZN 10944392	Best-Nr: 128068

