

Idealbinde weiß/color



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dauerelastische Idealbinde für leichte Kompression und für beanspruchte Stütz-, Entlastungs- und Fixierverbände. Die dauerhafte Elastizität sorgt auch für eine permanent stützende und entlastende Funktion dieser Binde. Inklusive Verbandklammern. Webkantig, dauerhaft elastisch.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 88%
Polyamid: 11%
Polyurethan: 1%
mit Latexbeschichtung

weiß

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128140	5 m x 4 cm	10	02544661
128141	5 m x 6 cm	10	02547010
128142	5 m x 8 cm	10	02547033
128143	5 m x 10 cm	5	02547228
128144	5 m x 12 cm	5	02547352

rot

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128244	5 m x 4 cm	10	00043771
128220	5 m x 6 cm	10	02539619
128221	5 m x 8 cm	10	02539654
128222	5 m x 10 cm	5	02540019

blau

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128245	5 m x 4 cm	10	00044517
128223	5 m x 6 cm	10	02549813
128224	5 m x 8 cm	10	02549836
128225	5 m x 10 cm	5	02549842

grün

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128246	5 m x 4 cm	10	00044523
128226	5 m x 6 cm	10	02540692
128227	5 m x 8 cm	10	02540700
128228	5 m x 10 cm	5	02540746

gelb

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128247	5 m x 4 cm	10	00044546
128229	5 m x 6 cm	10	02549859
128230	5 m x 8 cm	10	02549865
128231	5 m x 10 cm	5	02739778

