

Kohäsive Kurzzugbinde

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Für chronisch- venöse Insuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, Ulcus cruris, Verödung, Oedem, Thrombophlebitis, Phlebothrombose, postoperative Versorgung nach Venenoperationen, aber auch prophylaktisch in der Erst- und Folgeversorgung von Sportverletzungen des Bewegungsapparates.

Mit Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend

EIGENSCHAFTEN

hoher Baumwollanteil, webkantig
porös, atmungsaktiv, hautfreundlich
rutschfest

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 88%
Polyurethan: 1%
Polyamid: 11%

LIEFERFORMEN

hautfarbig

Best.-Nr.	Größe	VE / Karton	PZN
128081	5 m x 8 cm	64	10944498
128082	5 m x 10 cm	32	10944506



CE