

Kurzzugbinde hautfarbig

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Textilelastische Kompressionsbinde mit kurzem Zug und Verbandklammer. Für chronisch-venöse Insuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, Verödung, Ödem, Thrombophlebitis, Phlebothrombose, postoperative Versorgung nach Venenoperation. Reine Baumwolle, Dehnung ca. 88%. Webkantig, porös, atmungsaktiv und hautfreundlich.

TECHNISCHE DATEN

	Sollwert	Toleranz / Mindestwert
Breite	6 cm / 8 cm	+ 5 mm / - 5 mm
	10 cm / 12 cm	+ 8 mm / - 8 mm
	15 cm	+ 10 mm / - 10 mm
Länge gedehnt	5 m	4,70 m
%-Dehnung	80%	70%
Gewicht	6 cm	48,8 g
	8 cm	66,3 g
	10 cm	83,2 g
	12 cm	100,8 g
	15 cm	125,6 g
Durchmesser gerollt	5,5 cm	+ 3 mm / - 3 mm



MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 100%

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128132	5 m x 6 cm	1 Stück	02549782
128133	5 m x 8 cm	1 Stück	02549807
128134	5 m x 10 cm	1 Stück	02549799
128135	5 m x 12 cm	1 Stück	02472039



CE