

Mull glatt

39% Viskose
61% Polyamid

Hochelastische Mullbinde zum Fixieren von Wundkompressen
o.ä. mit glatter Oberfläche und Webkante.
Angenehmer Tragekomfort für den Patienten durch sehr weiche,
anschmiegsame und luftdurchlässige Binde.

Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

Lieferformen

20x Mullbinde	4 m x 4 cm	PZN 02550360	Best-Nr: 128100
20x Mullbinde	4 m x 6 cm	PZN 02550377	Best-Nr: 128101
20x Mullbinde	4 m x 8 cm	PZN 02552169	Best-Nr: 128103
20x Mullbinde	4 m x 10 cm	PZN 02553186	Best-Nr: 128105
20x Mullbinde	4 m x 12 cm	PZN 02472045	Best-Nr: 128107
100x Mullbinde	4 m x 6 cm	PZN 02552152	Best-Nr: 128102
100x Mullbinde	4 m x 8 cm	PZN 02552318	Best-Nr: 128104
50x Mullbinde	4 m x 10 cm	PZN 02554168	Best-Nr: 128106

