



PRODUKTBESCHREIBUNG

Weiche hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch gekreppte Oberfläche haften einzelne Bindetouaren zuverlässig und verrutschen nicht. Angenehme Trageigenschaften aufgrund der leichten und luftigen Webstruktur. Gefertigt nach DIN 61634.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Zellwolle: 70%
Polyamid: 30%

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128114	4 m x 4 cm	20 Stück	02702574
128115	4 m x 6 cm	20 Stück	02707092
128116	4 m x 8 cm	20 Stück	02703929
128117	4 m x 10 cm	20 Stück	02705874
128118	4 m x 12 cm	20 Stück	02708341
128110	4 m x 6 cm	100 Stück	02697761
128111	4 m x 8 cm	100 Stück	02697778
128112	4 m x 10 cm	100 Stück	02702545
128113	4 m x 12 cm	100 Stück	02702568

