

Mullkompressen - 8-fach unsteril

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus Verbandmull EN 1479, 100% Baumwolle, 17-fädig, mit ES = eingeschlagenen Schnittkanten und guter Saugfähigkeit.
Zur äußeren Wundversorgung von sezernierenden, verunreinigten Wunden.

ANWENDUNG

Zur äußeren Anwendung.

GEWICHT

17-fädig: 23,0 g/m²

HALTBARKEIT

5 Jahre ab Herstellung.

LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt.
10°C - 30°C

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128038	5,0 x 5,0 cm	Packung à 100 Stück	02709286
128039	7,5 x 7,5 cm	Packung à 100 Stück	02720307
128040	10 x 10 cm	Packung à 100 Stück	02720336
128041	10 x 20 cm	Packung à 100 Stück	02720342



CE