

## Silk

---

### Rollenpflaster aus Kunstseide, weiß

**Trägermaterial:** 100% Baumwoll- und Cellulosefasern  
**Kleber:** 100% Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich

---

Rollenpflaster aus Kunstseide, weiß. Zur Fixierung von Verbänden, Kanülen und Kompressen.  
Leicht reißbar durch gezackten Rand (längs- und querreißbar).  
Leicht mit Kugelschreiber zu beschriften.  
Mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber beschichtet, latexfrei.

### Anwendungsgebiete

- zur Befestigung von Kanülen und Kompressen
- Fixierung von Wundverbänden

### Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

### Lieferformen

18 Rollen	5 m x 1,25 cm	PZN 02595150	Best-Nr: 128020
12 Rollen	5 m x 2,50 cm	PZN 02595196	Best-Nr: 128021
6 Rollen	5 m x 5,00 cm	PZN 02671247	Best-Nr: 128022
18 Rollen	9,1 m x 1,25 cm	PZN 02671135	Best-Nr: 128023
12 Rollen	9,1 m x 2,50 cm	PZN 02671164	Best-Nr: 128024
6 Rollen	9,1 m x 5,00 cm	PZN 02595115	Best-Nr: 128025

