



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Verbandpflaster aus weißem Acetat. Zur Fixierung von Verbänden, Kanülen und Kompressen.  
Leicht reißbar durch gezackten Rand (längs- und querreißbar).  
Leicht mit Kugelschreiber zu beschriften.  
Hautfreundlich durch Polyacrylat-Kleber, latexfrei.

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Trägermaterial: weißes Cellulose Acetat  
Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber

## LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt  
10°C - 25°C

## LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128020	5 m x 1,25 cm	18 Rollen	02595150
128021	5 m x 2,50 cm	12 Rollen	02595196
128022	5 m x 5,00 cm	6 Rollen	02671247
128023	9,1 m x 1,25 cm	18 Rollen	02671135
128024	9,1 m x 2,50 cm	12 Rollen	02671164
128025	9,1 m x 5,00 cm	6 Rollen	02595115

