



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Elastisches Fixierhöschen für Inkontinenzeinlagen - extrem luftdurchlässig - kein Schwitzen im Einlagenbereich.

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Polyester: 85%  
Elasthan: 15%

## TECHNISCHE DATEN

	Größe M: grüner Kennstreifen		Größe L: weißer Kennstreifen	
	Durchschnitt	Toleranz	Durchschnitt	Toleranz
unged. Länge	260 mm	245 - 275 mm	280 mm	265 - 295 mm
unged. Höhe	110 mm	100 - 120 mm	110 mm	100 - 120 mm
unged. Beinansatz	125 mm	110 - 135 mm	135 mm	120 - 150 mm
Länge bei 200N	780 mm	735 - 825 mm	930 mm	880 - 990 mm
Kraft bei 600 mm	12,5N	10 - 15N	12,5N	10 - 15N
Gewicht	6,5 g	6 - 7 g	7,5 g	7 - 8 g

## LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128330	medium	50 Stück	02595316
128331	large	50 Stück	02597350

