

Stretch Fixiervlies

INTERMED
S E R V I C E



PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollflächig klebendes elastisches Fixiervlies zur Verband- und Kompressenfixierung, latexfrei.
Hautfreundlich durch luft- und wasserdampfdurchlässiges Trägermaterial und gut hautverträglichen Polyacrylat-Kleber.
Schnürt nicht ab und fixiert rutschsicher auf der Haut- durch hohe Elastizität auch an schwierigen Gelenkstellen. Einfaches Ablösen des Schutzpapiers durch einen Wave-Cut Mittelschnitt.
Durchlässig für Röntgenstrahlen.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG


Trägermaterial: weißes, elastisches und sehr anpassungsfähiges Polyestervlies
Kleber: Polyacrylat-Kleber, wellenförmig aufgetragen, hypoallergen

LAGERUNG

Trocken und vor Sonne geschützt
10°C - 25°C

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Größe	VE	PZN
128030	10 m x 5 cm	1 Rolle	02693846
128031	10 m x 10 cm	1 Rolle	02693958
128032	10 m x 15 cm	1 Rolle	02693964
128033	10 m x 20 cm	1 Rolle	02694805



CE