

## Stretch

---

**Trägermaterial:** 100% Polyestervlies

**Kleber:** 100% Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich

---

Vollflächig klebendes, leicht elastisches, weißes Fixiervlies zur Verband- und Kompressenfixierung, latexfrei.

Hautfreundlich durch luft- und wasserdampfdurchlässiges Trägermaterial und gut hautverträglichen Polyacrylat-Kleber. Schnürt nicht ab und fixiert rutschsicher auf der Haut- durch hohe Elastizität auch an schwierigen Gelenkstellen.

### Anwendungsgebiete

- zur Verband- und Kompressenfixierung
- zur Befestigung von Kathetern, Sonden etc.

### Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

### Lieferformen

1 Rolle	10 m x 5 cm	PZN 02693846	Best-Nr: 128030
1 Rolle	10 m x 10 cm	PZN 02693958	Best-Nr: 128031
1 Rolle	10 m x 15 cm	PZN 02693964	Best-Nr: 128032
1 Rolle	10 m x 20 cm	PZN 02694805	Best-Nr: 128033

