



PRODUKTBESCHREIBUNG

Elastischer Trikot-schlauch, nahtlos gewirkt, als Hautschutz bei starren und halbstarren Verbänden (Gips, Zinkleimverbände). Bei klebenden und entlastenden Verbänden sowie bei Salbenverbänden wird ein optimaler Hautschutz gewährleistet. Sehr angenehme Trageeigenschaften durch hohen Baumwollanteil. Der Trikot-schlauch lässt sich auf ein Vielfaches seiner Breite dehnen und verengt sich wieder beim Zusammenziehen.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Baumwolle: 67%
Viskose: 33%

LIEFERFORMEN

Best.-Nr.	Anwendung	Größe	Maße	VE	PZN
128306	Finger	1	20 m x 1,5 cm	1 Stück	02604831
128307	große Finger	2	20 m x 2,5 cm	1 Stück	02605144
128308	Hand	3	20 m x 4 cm	1 Stück	02605405
128309	Arm	4	20 m x 6 cm	1 Stück	02606132
128310	Kinderkopf	5	20 m x 8 cm	1 Stück	02606244
128311	Kopf, Knie, Oberschenkel	6	20 m x 10 cm	1 Stück	02607025
128312	Knie, Oberschenkel	6 a	20 m x 12 cm	1 Stück	02608266
128313	Körper	7	20 m x 16 cm	1 Stück	02611340
128314	große Körper	8	20 m x 21 cm	1 Stück	02617785

