

## Trikotschlauchverband

Größe 1-7      67% Baumwolle, 33% Viskose  
Größe 8        100% Baumwolle

Elastischer Trikotschlauch, nahtlos gewirkt, als Hautschutz bei starren und halbstarren Verbänden (Gips, Zinkleimverbände). Bei klebenden und entlastenden Verbänden, bei Salbenverbänden sowie als Unterzug bei Kompressionsverbänden wird ein optimaler Hautschutz gewährleistet. Sehr angenehme Trageigenschaften durch hohen Baumwollanteil. Der Trikotschlauch lässt sich auf ein Vielfaches seiner Breite dehnen und verengt sich wieder beim Zusammenziehen.

### Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

### Lieferformen

VE	Anwendung	Größe	Maße	PZN	Best.-Nr.
1 Stück	Finger	1	20 m x 1,5 cm	02604831	128306
1 Stück	große Finger	2	20 m x 2,5 cm	02605144	128307
1 Stück	Hände, Füße	3	20 m x 4 cm	02605405	128308
1 Stück	Arme	4	20 m x 6 cm	02606132	128309
1 Stück	Kinderkopf, Oberarme	5	20 m x 8 cm	02606244	128310
1 Stück	Kopf, Knie, Oberschenkel	6	20 m x 10 cm	02607025	128311
1 Stück	Rumpf	7	20 m x 16 cm	02611340	128313
1 Stück	großer Rumpf	8	20 m x 21 cm	02617785	128314

